

# STIRLING VAULT100™

## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



pincer, laminer, conserver au congélateur

### CONFIGURATION INITIALE

1	Déballez le congélateur et les composants inclus, assurez-vous que tous les matériaux d'emballage ont été retirés de l'interface utilisateur.
2	Ajustez les pieds de réglage (clé incluse) pour fixer le congélateur en place.
3	Branchez le cordon d'alimentation CA dans la prise principale située à l'arrière de l'appareil, puis dans une prise électrique de 120 - 240 Vca, 50/60 Hz.
4	Mettez l'alimentation en courant alternatif en position « Marche ».
5	<b>Remarque :</b> assurez-vous que le bouchon de l'orifice d'accès est en place.
6	Examinez la date, l'heure et le point de consigne de la température dans l'interface utilisateur graphique et ajustez-les si nécessaire. Le point de consigne par défaut est -80 °C.

### Fonctionnement de la poignée

La poignée Stirling Ultracold est conçue pour être utilisée d'une seule main. Pour ouvrir le congélateur, tourner la poignée vers l'utilisateur d'environ 90°. Pour enclencher le déverrouillage, exercez une pression ferme vers le bas sur la poignée en position ouverte. La fonction Power-Release est utile lorsque la porte du congélateur est collée au joint après une longue période d'inutilisation et lorsque la pression de l'air n'est pas encore équilibrée. Pour fermer, la poignée étant en position horizontale, poussez la porte vers le meuble et ramenez la poignée dans sa position verticale d'origine.

### ATTENTION :

#### Risque de basculement

Le congélateur déchargé est TRÈS LOURD. Soyez prudent lors du déplacement et de l'installation. N'inclinez pas le congélateur de plus de 12 degrés par rapport à l'horizontale. Il risquerait de se renverser.

### DANGER :

#### Réfrigérant inflammable utilisé, risque d'incendie ou d'explosion

VAULT100 utilise 90 grammes de R-170 (éthane) dans un tube thermosiphon hermétiquement fermé. Il faut être prudent lors de l'utilisation et de la réparation.

A. **Danger** — Ne pas percer ou perforer le revêtement intérieur.

B. **Danger** — Les réparations ne doivent être effectuées que par des prestataires de services agréés. Ne pas percer la tubulure de réfrigérant.

C. **Attention** — Consultez le manuel d'entretien/le manuel d'utilisation avant d'essayer de réparer ce produit. Toutes les mesures de sécurité doivent être respectées.

D. **Attention** — Éliminez le réfrigérant inflammable conformément aux réglementations fédérales ou locales.

E. **Attention** — Suivez attentivement les instructions de manipulation.

### GUIDE DES FONCTIONS DE BASE DE L'INTERFACE UTILISATEUR GRAPHIQUE (GUI)

<b>MARCHE/ARRÊT</b>	Mettez l'appareil sous tension, à l'arrière de l'appareil, à côté du cordon d'alimentation.
<b>Activation/désactivation des codes PIN</b>	Appuyez sur l'icône Configurations  > PIN > Saisir un nouveau PIN et confirmer le nouveau PIN > Enregistrer  Appuyez sur l'icône Service  > PIN > Saisir le PIN de service > Saisir le PIN actuel, le nouveau PIN et confirmer le nouveau PIN > Enregistrer  <i>Pour désactiver, entrez le PIN actuel et terminez la procédure en laissant les champs Nouveau code PIN et Confirmer le nouveau code PIN vides.</i>
<b>Modifier le point de consigne</b>	Appuyez sur l'icône Configurations  > Saisir le code PIN* > Saisir* > Réglages > Température de consigne > +/- pour ajuster > Enregistrer
<b>Arrêter l'alarme</b>	Appuyez sur l'icône du haut-parleur  dans le coin inférieur droit
<b>Journal des événements</b>	Touchez l'icône Informations  > Journal des événements > touchez et faites glisser pour faire défiler vers le haut ou vers le bas.
<b>Graphiques</b>	Appuyez sur l'icône Graphiques  > Sélectionner la période du graphique > Utiliser les flèches gauche/droite pour visualiser

### GUIDE DES FONCTIONS AVANCÉES DE L'INTERFACE GRAPHIQUE

<b>Configuration de l'alarme</b>	Appuyez sur l'icône Configurations  > Saisir le code PIN* > Saisir* > Alarmes > Sélectionner le type d'alarme > +/- pour ajuster > Enregistrer
<b>Date et heure</b>	Appuyez sur l'icône Configurations  > Saisir PIN* > Saisir* > Paramètres > Date/Heure > Sélectionner le composant Date/Heure > +/- pour ajuster > Enregistrer
<b>Étalonnage des DTR</b>	Nécessite un service agréé et un code PIN* Appuyez sur l'icône de service  > Saisir le code PIN de service* > Saisir > Moteur > Étalonnage des DTR > +/- pour ajuster > Enregistrer

\* si le code PIN est activé

Stirling Ultracold 6000 Poston Road, Athens, Ohio 45701, États-Unis  
T 740.274.7900 / 1.855.274.7900 | F 740.274.7901 | [www.stirlingultracold.com](http://www.stirlingultracold.com)

©2024 Stirling Ultracold, Global Cooling, Inc. Tous droits réservés.

La technologie Global Cooling est fabriquée en vertu de brevets américains et internationaux. Stirling Ultracold est une marque déposée de Global Cooling, Inc. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Consultez le site [www.stirlingultracold.com](http://www.stirlingultracold.com) pour obtenir les dernières spécifications.



Téléchargez les manuels d'utilisation et les guides de rapides dans la langue de votre choix :

[stirlingultracold.com/manuals](http://stirlingultracold.com/manuals)